

# 實驗室粉碎及混合必備之 球磨機(BALL MILL)



規格：

1. 採用無段變速馬達，數位式轉速顯示及控制錶，轉速為 6-600rpm
2. 7 天定時設定，依製程之需要自行靈活設定開/關機時間
3. 棒長 80cm 間距易於調整  
適用於各種尺寸之 PE、PP 球磨罐
4. 電源：AC 110V/220V， 50/60HZ

Remark：

1. 本公司另有銷售 HDPE、PP、FLPE 耐磨之球磨罐  
以及高純度氧化鋁、氧化鋯磨球
2. 接受訂製各種規格之球磨機



## 隆吉儀器有限公司

High-Density Lucky Apparatus Co., Ltd.

台灣省新竹縣新豐鄉新庄子瑞興村 2 鄰炭頭 35-3 號

電話：886-3-5680083、5680538

傳真：886-3-5680209

電子信箱：hd103@yahoo.com.tw

網址：<http://www.tw-hdl.com>